VERMEIREN

692

MANUAL DE UTILIZARE

Rampe pliabile - traducere în limba română

Bazat pe manualul oficial Vermeiren 692, versiunea B / Multi version C, 2021-01.

Notă: Aceasta este o traducere în limba română realizată pentru informare și utilizare. În caz de neconcordanță, prevalează manualul original al producătorului.

1. Prefață

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor Vermeiren. Acest manual este oferit pentru a vă sprijini în utilizarea rampelor și a opțiunilor lor de operare. Citiți-l cu atenție; vă va ajuta să vă familiarizați cu funcționarea, posibilitățile și limitele rampelor.

Dacă mai aveți întrebări după citirea manualului, contactați distribuitorul specializat, care vă poate oferi asistență.

Notă importantă

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru prelungirea duratei de viață a produsului, îngrijiți-l corespunzător și efectuați periodic verificări și operațiuni de întreținere.

Acest manual reflectă cele mai recente evoluții ale produsului la data ediției. Vermeiren își rezervă dreptul de a modifica acest tip de produs fără obligația de a adapta sau înlocui produsele similare livrate anterior. Imaginile produsului au rol explicativ; anumite detalii pot diferi de produsul dumneavoastră.

Informații disponibile

Cea mai recentă versiune a informațiilor din manual este disponibilă pe site-ul Vermeiren. Persoanele cu deficiențe de vedere pot utiliza versiunea electronică a manualului împreună cu o aplicație text-to-speech.

2. Înainte de utilizare

2.1 La livrare

Despachetați produsul și verificați dacă livrarea este completă. Pachetul trebuie să conțină:

• 2 rampe pliabile
• 2 saci de transport
• manual de utilizare

Verificați produsul pentru eventuale deteriorări produse în timpul transportului. Dacă observați deteriorări după livrare, contactați transportatorul.

2.2 Utilizare prevăzută

• Rampele sunt proiectate și fabricate exclusiv ca ajutor pentru transportul scaunelor rulante și scooterelor, cu o masă totală de până la 150 kg pentru fiecare rampă.
• Rampele sunt destinate utilizării în pereche.
• Garanția produsului se bazează pe utilizarea și întreținerea normală descrise în manual. Deteriorările provocate de utilizarea necorespunzătoare sau de lipsa întreținerii duc la pierderea garanției.

2.3 Instrucțiuni de siguranță

ATENȚIE - Risc de rănire

Citiți și respectați instrucțiunile din acest manual. Nerespectarea lor poate provoca rănirea persoanelor sau deteriorarea rampelor și a scaunului rulant/scooterului.

• Nu utilizați scaunul rulant sau scooterul pe rampe în timp ce utilizatorul este așezat în acesta.
• Nu depășiți sarcina maximă a rampelor.
• Nu depășiți panta nominală admisă pentru scaunul rulant sau scooter.
• Nu treceți peste marginea laterală; există risc de răsturnare.
• La transport, depozitați rampele într-un compartiment separat pentru bagaje; există risc de rănire.
• Așezați rampele pe suprafețe egale; ambele trebuie să aibă aceeași înclinare.
• Respectați ecartamentul scaunului rulant: toate roțile trebuie să fie în contact cu rampele. Nu așezați rampele prea departe una de alta și asigurați-vă că sunt paralele.
• Nu utilizați rampele pentru instalare permanentă.
• Asigurați-vă că anvelopele scaunului rulant sau scooterului au aderență suficientă. Înainte de utilizare, verificați suprafața antiderapantă a rampelor și starea/uzura anvelopelor; curățați-le dacă este necesar (umezeală, noroi etc.).

3. Utilizarea rampelor

ATENȚIE - Risc de rănire

Țineți degetele, cataramele, bijuteriile și îmbrăcămintea la distanță de balamale.

3.1 Desfacerea

1. Desfaceți rampa.
2. Așezați complet zona de suprapunere antiderapantă pe suprafața superioară care trebuie depășită. Asigurați-vă că rampa este stabilă.
3. Repetați operațiunea pentru a doua rampă. Asigurați-vă că rampele sunt instalate suficient de aproape una de cealaltă.

3.2 Plierea

1. Pliați rampa folosind mânerele.

3.3 Transport

Transportați rampele folosind mânerele sau sacii de transport. Depozitați rampele într-un loc curat și uscat.

4. Întreținere

Îngrijirea regulată contribuie la menținerea rampelor într-o stare perfectă de funcționare.

4.1 Curățare

Pentru curățare utilizați o soluție cu săpun. Lichidul de curățare trebuie să aibă un pH de cel puțin 6. Respectați instrucțiunile produsului de curățare utilizat. Nu folosiți agenți de curățare care conțin solvenți, deoarece aceștia pot modifica sau dizolva componentele din plastic.

4.2 Inspecție / Service / Reparații

Producătorul recomandă inspectarea produsului cel puțin o dată pe an. Frecvența operațiunilor de service depinde de frecvența și intensitatea utilizării. Consultați distribuitorul specializat pentru stabilirea intervalului de service.

Reparațiile și înlocuirile trebuie efectuate numai de persoane instruite și trebuie utilizate numai piese de schimb originale Vermeiren. Pentru service și reparații, apelați la distribuitorul specializat.

Înainte de reluarea utilizării rampelor, verificați:
• mecanismul de pliere - să funcționeze corect;
• cadrul - să nu prezinte deformări;
• suprafața antiderapantă - să fie curată și fără uzură.

5. Specificații tehnice

Caracteristică	Specificație
Marcă	Vermeiren
Tip	Rampe
Model	692
Lungime desfășurată	1840 mm
Lungime pliată	920 mm
Greutate	9 kg / bucată
Lățime	370 mm / bucată
Lățime cale de rulare	290 mm
Margine	aprox. 50 mm
Sarcină maximă	150 kg / rampă

Document sursă: Vermeiren 692 User Manual, 2021-01.