Manual de utilizare pentru scaun rulant manual

SYIV100SA2201



Cuprins

1. Parametri de bază	1
2. Compoziție structurală	2
3. Atenționări	2
4. Instrucțiuni	3
5. Întreținere	4
6. Service post-vânzare	5
7. Mod de depozitare și transport	6
8. Card de garanție și certificat de calitate	7

(Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul!)

Denumirea produsului
Scaun rulant manual

Tip produs
SYIV100SA2201

Performanța produsului
Dimensiunile produsului respectă cerințele din tabelul 1.

Tabelul 1 Specificații dimensionale

Model	SYIV100SA2201
Înălțime	700 mm
Lățime	580 mm
Lungime	840 mm
Lățime șezut	380 mm
Adâncime șezut	500 mm
Gardă la sol	480 mm
Distanța dintre cotiere	380 mm
Înălțimea spătarului	260 mm
Înălțimea suportului pentru picioare față de sol	55 mm
Înălțimea cotierei	190 mm
Diametru roată față	90 mm
Diametru roată spate	600 mm
Sarcină maximă	100 kg
Greutatea scaunului rulant	8 kg

Toleranță dimensională ±50 mm, toleranță unghiulară ±3°, toleranță greutate ±3 kg.

Note: Rezultatele testelor au fost obținute folosind un manechin sau o persoană echivalentă cu parametrul de performanță de 100 kg. Distanța teoretică de deplasare este măsurată la viteză constantă pe o suprafață plană; distanța reală depinde de condițiile drumului și de obiceiurile de utilizare.

Componența structurală principală

Scaunul rulant este compus din frână de mână, pernă, suport pentru picioare, spătar, roată spate, inel de propulsie manuală, roată față și cadru.

Spătar
Pernă / șezut
Frână de mână
Suport pentru picioare
Roată față
Roată spate
Inel de propulsie manuală
Cadru



Domeniu de aplicare

Produsul este potrivit pentru persoane cu dizabilități, bolnave, vârstnice sau slăbite, cu dificultăți de mobilitate, a căror greutate nu depășește 100 kg, pentru utilizare ca mijloc de deplasare.

Contraindicații

Nu au fost identificate.

Precauții, avertismente și recomandări

1. Frâna se utilizează pentru oprirea scaunului rulant la urcarea sau coborârea din scaun ori la staționarea pe drumuri neuniforme; nu este destinată frânării scaunului rulant aflat în mișcare.

2. Utilizatorii nu trebuie transportați în niciun tip de vehicul în timp ce se află în scaunul rulant.

3. La prima utilizare, utilizatorul trebuie să se aplece cât mai mult înainte și să împingă ușor inelul de propulsie pentru a controla viteza, evitând viteza prea mare, instabilitatea centrului de greutate și rănirea prin răsturnare pe spate. După dobândirea abilității, utilizați scaunul rulant cu însoțitor. Nu împrumutați scaunul rulant altor persoane, pentru a evita accidentele!

4. Acest scaun rulant nu are dispozitiv anti-răsturnare; nu vă lăsați pe spate în timp ce stați în scaun.

5. În timpul utilizării, nu înclinați scaunul rulant într-o parte și nu îl ridicați.

6. Este strict interzisă folosirea frânei în timpul deplasării. Dacă nu există însoțitor, țineți inelul de propulsie și frânați treptat.

7. Este strict interzis ca utilizatorul să stea în picioare pe suportul pentru picioare, deoarece scaunul rulant se poate răsturna. Recomandare: fără însoțitor, evitați pe cât posibil rampele prea lungi sau prea abrupte.

Instrucțiuni

1. Scoateți toate componentele scaunului rulant din cutie și montați-le pe cadrul principal înainte de utilizare.



Pași de instalare:

1 Montați suportul pentru picioare în manșonul cadrului, apoi strângeți-l cu șuruburi (Fig. 1).

2 Montați spătarul pe cadru și blocați-l cu șuruburi (Fig. 2).

3 Luați o parte a apărătorii laterale, introduceți-o pe cadru conform săgeții din Fig. 3 și strângeți șuruburile.

4 La final, montați roata și introduceți bolțul (Fig. 4).



2. După utilizare, puteți apăsa clema din zona axului spate pentru a scoate roata din spate din scaunul rulant și a o pune în cutie sau în portbagajul mașinii.

3. Instrucțiuni de utilizare:

1 În timpul deplasării, dacă întâlniți un obstacol, țineți mânerul cu ambele mâini și apăsați spătarul din spate cu o forță adecvată pentru a ridica roata din față și a trece peste obstacol.

2 Pentru deplasarea înainte pe teren plan, mențineți corpul echilibrat, îndoiți ușor articulațiile și rotiți inelul roții înainte. Pentru deplasarea înapoi pe teren plan, țineți umerii coborâți și împingeți roata înapoi cu suficientă forță.

3 Virarea scaunului rulant (de exemplu, virare la stânga): mâna stângă rotește roata stângă înapoi, iar mâna dreaptă rotește roata dreaptă înainte.

Notă: Dacă trebuie să urcați sau să coborâți trepte, trebuie să fiți însoțit de personal calificat sau de un însoțitor, pentru a evita rănirea.

[Întreținerea produsului și metode de întreținere]

1. După o perioadă de utilizare a scaunului rulant, verificați dacă piesele și șuruburile sunt slăbite; dacă există jocuri, acestea trebuie ajustate la timp.
2. Lubrifiantul trebuie adăugat frecvent pe piesele mobile.
3. Perna și spătarul trebuie menținute curate pentru a preveni infecțiile pielii.

Elemente de verificat	**Înainte de fiecare utilizare**	**Lunar**	**Trimestrial**
Verificarea funcției anvelopelor/frânelor			
Joc/slăbire la husa șezutului sau la spătar			
Verificarea rulmenților radiali ai roților frontale de direcție			
Inspecție vizuală a pieselor uzate			
Curățenia rulmenților			
Uzura inelului de propulsie			
Presiunea aerului (consultați indicațiile de pe anvelope)			
Uzura dispozitivelor de pliere			
Uzura mecanismului de pliere			
Tensiunea spițelor roții de propulsie			
Conexiuni cu șuruburi			

[Service post-vânzare]

1. Data fabricației este indicată în certificat.

2. Pentru scaunul rulant utilizat conform instrucțiunilor se acordă o garanție de trei ani.

3. Perioada de garanție începe de la data achiziției (pe baza facturii de cumpărare și a cardului de garanție).

4. În perioada de garanție, dacă clientul constată defecte ale scaunului rulant, trebuie să anunțe imediat compania noastră sau agenții desemnați și să prezinte cardul de garanție și factura de cumpărare. Piesele deteriorate care trebuie reparate vor fi trimise către noi cât mai curând posibil, pe cheltuiala clientului. Compania noastră va repara sau înlocui gratuit piesele deteriorate.

5. Piesele defecte înlocuite în cadrul garanției devin proprietatea companiei noastre.

6. Dacă la reparație nu se folosesc piese originale ale companiei noastre, garanția va fi anulată. Dacă instalarea pieselor originale sau modificările structurale nu sunt efectuate de agentul nostru autorizat sau de personalul nostru tehnic, garanția va fi anulată.

Următoarele situații nu sunt acoperite de garanție:

(1) Utilizare necorespunzătoare de către utilizator, de exemplu deteriorarea suportului pentru picioare sau pierderea vopselei cauzate de răsturnare etc.

(2) Deteriorarea produsului cauzată de demontare manuală, cum ar fi deteriorarea, pierderea sau pierderea vopselei pieselor.

(3) Alte deteriorări cauzate de uzură naturală, utilizare excesivă, forță aplicată sau utilizarea produsului în alte scopuri decât cele specificate.

(4) Repararea scaunului rulant de către agenții noștri sau de către terți fără permisiunea noastră scrisă și daunele rezultate.

(5) Lipsa facturii de achiziție sau a cardului de garanție.

(6) Modelul de pe cardul de garanție nu corespunde modelului scaunului rulant reparat sau a fost modificat.

(7) Utilizatorul a cumpărat scaunul rulant cunoscând existența defectelor la momentul achiziției.

(8) Cazuri de forță majoră sau accidente (inclusiv, dar fără a se limita la incendiu, inundație, cutremur, explozie de gaz etc.).

(9) Pentru produse în afara perioadei de garanție sau care nu sunt acoperite de garanție, reparațiile vor fi taxate cât mai economic posibil.

[Condiții și metode speciale de depozitare și transport]

Produsul trebuie depozitat într-un mediu bine ventilat, curat și fără gaze corozive. În timpul transportului, feriți produsul de presiune excesivă, lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă și temperaturi ridicate.

[Listă piese]

Niciuna.

[Cerințe de protecție a mediului]

Compania promovează protecția mediului și experiența de consum cu emisii reduse de carbon. Se recomandă ca utilizatorii care nu mai au nevoie de produs să predea cadrul, accesoriile și celelalte piese aferente unui producător local sau unui centru autorizat național pentru reciclare, pentru a reduce risipa de resurse și a proteja mediul natural.

[Explicații pentru graficele, simbolurile și abrevierile folosite pe etichetă]

Nr.	Simbol	Semnificație
1		Indică faptul că ambalajul de transport conține articole fragile și trebuie manipulat cu grijă.
2		Indică faptul că ambalajul de transport trebuie menținut vertical în timpul transportului.
3		Indică faptul că ambalajul de transport trebuie protejat împotriva ploii.
4		Indică numărul maxim de 2 straturi care pot fi stivuite pentru același tip de ambalaj de transport.
5		Indică faptul că este interzisă folosirea cârligelor de mână la manipularea sau transportul coletelor.
6		Secțiune aplicată de tip B.
7		Notă: consultați documentația însoțitoare.

[Data întocmirii sau revizuirii specificației]

Această specificație a produsului este aplicabilă scaunului rulant manual SYIV100SA2201, întocmită de departamentul de cercetare-dezvoltare al companiei noastre, versiunea A, revizia 0, publicată la 1 martie 2019.

Card de garanție

Stimați utilizatori, vă mulțumim că ați ales și cumpărat produsele noastre. Compania noastră va furniza servicii de garanție conform reglementărilor aplicabile privind protecția consumatorilor. Vă rugăm să completați acest formular și să îl păstrați corespunzător pentru utilizări viitoare la service.

Numele clientului:		Sex:	
Număr de contact:			
Denumirea produsului:		Model produs:	
Data fabricației:	Anul ____ Luna ____ Ziua ____		
Codul produsului:			

Unu. Domeniul garanției

Problemele de calitate neprovocate de factorul uman, apărute la cadrul principal al corpului scaunului rulant în termen de 3 ani de la data achiziției, intră în domeniul garanției.

Doi. Următoarele situații nu intră în domeniul garanției:

1. Carcasa din plastic, anvelopele, materialele textile decorative și alte piese vulnerabile;
2. Repararea sau înlocuirea oricărei piese fără acordul explicit al companiei;
3. Daune cauzate de abuz sau utilizare greșită, întreținere sau depozitare necorespunzătoare;
4. Utilizare comercială sau altă utilizare anormală;
5. Costurile de manoperă, telefon de service, transport și alte costuri cauzate de întreținerea produsului nu sunt acoperite decât dacă sunt aprobate în mod special de companie.

Certificat de aprobare

Inspector:	
Concluzia inspecției:	Produsul este aprobat după inspecție.