MANUAL DE UTILIZARE

Rampe portabile TOPMEDI pentru scaune rulante

Ghid general pentru seriile și dimensiunile prezentate în fișa TOPMEDI

1. Destinația produsului

Rampele portabile TOPMEDI prezentate în fișa de produs sunt disponibile în mai multe configurații: rampe tip platformă, rampe pliabile și rampe telescopice în pereche. Acestea sunt destinate facilitării trecerii peste diferențe de nivel, praguri sau trepte, în funcție de modelul și dimensiunea aleasă.

2. Alegerea dimensiunii

Dimensiunile din fișa TOPMEDI sunt exprimate în centimetri. Pentru modelele tip platformă, formatul este în general lungime x lățime. De exemplu, 120 x 72 cm înseamnă o rampă cu lungimea de 120 cm și lățimea de 72 cm.

Pentru aceeași diferență de nivel, o rampă mai lungă produce în mod normal o pantă mai redusă. Înainte de utilizare, măsurați diferența de nivel și spațiul disponibil. Fișa furnizată nu precizează panta maximă admisă; aceasta trebuie verificată pentru modelul concret înainte de utilizare.

3. Modele tip platformă - exemple de dimensiuni

Serie	Dimensiuni indicate de producător
TMR607M	60/90/120/150/180/210/240 x 72 cm
TMR607MW-MO	60/90/120/150/180 x 76 cm
TMR607X	60/90/120/150/180/210/240 x 85 cm
TMR1007T	180/210/240/270/300/330/360 x 75 cm
TMR606	60/90/120/150 cm lungime x 71,5 cm lățime
TMR807	25/30/40/60 x 80 cm

4. Rampe telescopice în pereche

La seriile telescopice, produsul este format din două șine. Lățimea indicată în fișă (de exemplu 15,5 cm, 16,2 cm sau 25,5 cm) reprezintă lățimea unei șine. Cele două șine trebuie poziționate astfel încât roțile echipamentului să ruleze corect pe suprafața lor.

Pentru seriile TMR107, TMR207 și TMR207N, producătorul indică și Shorten distance. Aceasta este lungimea aproximativă a rampei atunci când secțiunile telescopice sunt retractate pentru transport sau depozitare. De exemplu, în funcție de serie, o rampă de 120 cm ajunge la aproximativ 74-77 cm retractată, iar una de 240 cm la aproximativ 135-137 cm.

5. Poziționarea înainte de utilizare

Așezați rampa pe o suprafață stabilă și verificați ca ambele capete să fie sprijinite corespunzător. Suprafața de rulare trebuie să fie orientată corect, iar rampa nu trebuie să se poată deplasa lateral sau aluneca în timpul utilizării. La rampele telescopice, extindeți ambele șine la aceeași lungime și poziționați-le paralel.

6. Utilizarea cu scaunul rulant

Centrați scaunul rulant pe rampă înainte de deplasare. Parcurgeți rampa lent, fără schimbări bruște de direcție. Pentru modelele formate din două șine, verificați înainte de deplasare dacă fiecare roată este aliniată cu șina corespunzătoare. Dacă utilizatorul necesită asistență,

manevrarea trebuie făcută de o persoană capabilă să controleze echipamentul în siguranță.

7. Pliere, retractare și transport

După utilizare, îndepărtați rampa numai după ce nu mai există sarcină pe aceasta. Pentru modelele telescopice, retractați secțiunile controlat. Pentru variantele prevăzute cu geantă, depozitați rampa în geanta de transport după curățare și verificare.

8. Verificări înainte de fiecare utilizare

Verificați vizual suprafața de rulare, elementele de îmbinare, mecanismele de pliere sau telescopare și zonele de sprijin. Nu utilizați rampa dacă observați deformări, fisuri, elemente slăbite, suprafețe deteriorate sau orice situație care poate afecta stabilitatea.

9. Curățare și depozitare

Păstrați suprafața de rulare curată și fără apă, noroi, ulei sau alte substanțe care pot reduce aderența. Depozitați rampa într-un spațiu uscat, protejată împotriva loviturilor și deformării. Nu depozitați obiecte grele peste rampă.

10. Atenționări importante

Fișa TOPMEDI furnizată nu indică sarcina maximă admisă, panta maximă, unghiul maxim de utilizare sau instrucțiuni tehnice detaliate de fixare. Din acest motiv, aceste valori nu sunt specificate în prezentul ghid. Înainte de utilizarea comercială sau clinică, verificați specificațiile tehnice oficiale ale modelului concret și nu depășiți limitele declarate de producător.

Nu utilizați o rampă cu dimensiuni sau configurație necorespunzătoare echipamentului de mobilitate. Nu improvizați prelungiri, suporturi sau modificări structurale.

11. Identificarea modelului

Înainte de livrare sau utilizare, identificați codul exact al rampei (de exemplu TMR607M, TMR607X, TMR207, TMR107W etc.) și dimensiunea acesteia. Modelele și dimensiunile diferă, iar instrucțiunile specifice trebuie corelate cu produsul efectiv.

Producător / furnizor indicat în fișă: TOPMEDI COMPANY LIMITED, Guangzhou, China.

Notă: Acest document este un ghid general în limba română realizat pe baza fișei TOPMEDI furnizate. Fișa sursă conține în principal coduri, tipuri și dimensiuni și nu reprezintă un manual oficial complet de utilizare. Prezentul ghid nu înlocuiește instrucțiunile tehnice specifice ale producătorului pentru modelul achiziționat.