
Fișă tehnică produs

Vicair® Academy Anatomic Back

Introducere

Vicair® Academy Anatomic Back este o pernă pentru spătarul scaunului rulant, utilizată în combinație cu Vicair® Strap Back. Poate fi folosită la scaune rulante simple până la complexe. Anatomic Back este ușor de instalat și oferă confort, stabilitate și prevenirea ulcerelor de presiune. Urmează și susține contururile corpului și se ajustează ușor în cazuri de cifoză/scolioză severă.

Vedere explodată



A Husă pernă
B Pernă
C SmartCells™
D Strat de spumă
E Manual de utilizare Academy
F Fișă tehnică produs

Specificații generale ale produsului

Nume produs:	Academy Anatomic Back
Produs de:	Vicair BV, Țările de Jos
Garanție:	24 de luni
Materiale utilizate:	Fără latex
Pernă:	Țesătură din poliester, acoperită cu poliuretan. Partea posterioară: țesătură din nailon.
Umplutură:	SmartCells umplute cu aer, cu acoperire cu frecare redusă
Strat de spumă:	Spumă flexibilă din polietilenă
Husă:	Plasă 3D din poliester. Husa se poate spăla la mașină. Respectă EN1021-1:2006, EN1021-2:2006 și CAL117.

Minim 15 kg

Maxim 150 kg

Minim -20°C

Maxim 55°C

50 m (164 ft) sub nivelul mării

2400 m (8000 ft) deasupra nivelului mării

Minim 0%

Maxim 100%

Dimensiuni standard Lățime × Înălțime		Academy Anatomic Back cu husă		Greutate
CM	Țoli	Număr articol	Cod articol	Aprox.
35 × 32	14 × 12¾	15203532	AABC/AX/3532	0,5 kg
40 × 32	16 × 12¾	15204032	AABC/AX/4032	0,6 kg
40 × 40	16 × 16	15204040	AABC/AX/4040	0,6 kg
40 × 48	16 × 19¼	15204048	AABC/AX/4048	0,6 kg
45 × 40	18 × 16	15204540	AABC/AX/4540	0,7 kg
45 × 48	18 × 19¼	15204548	AABC/AX/4548	0,7 kg
45 × 56	18 × 22½	15204556	AABC/AX/4556	0,7 kg
50 × 48	20 × 19¼	15205048	AABC/AX/5048	0,8 kg
50 × 56	20 × 22½	15205056	AABC/AX/5056	0,8 kg
Informații despre dimensiuni non-standard disponibile la cerere.				

VICAIR® the best in body support
Vicair BV
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
Nederland
T +31(0)75 642 9999
F +31(0)75 642 9990
info@vicair.com
www.vicair.com

CE

Precauții și instrucțiuni de siguranță


RO **Atenție!** Asigurați-vă că ați citit și ați înțeles complet această fișă tehnică a produsului. Citiți și manualul de utilizare Academy livrat împreună cu acest produs, pentru instrucțiuni suplimentare de utilizare, întreținere și îngrijire. Asigurați-vă că înțelegeți instrucțiunile "verificarea faptului că utilizatorul nu atinge baza" și "verificarea roșeții pielii".

Verificați disponibilitatea acestei fișe tehnice în limba dumneavoastră la: en.vicair.com/user-manuals

Instalare

Atenție! Vicair recomandă instalarea și ajustarea Academy Anatomic Back sub supravegherea directă a unui terapeut sau a unui consultant tehnic.
Atenție! Folosiți întotdeauna perna cu husă.

- Verificați dimensiunea pernei 1
- Dacă doriți să instalați Vicair Strap Back, verificați fișa tehnică a produsului Strap Back 2
- Așezați perna 3
- Terapeutul/consultantul tehnic poate ajusta chingile spătarului cu chingi la contururile spatelui dvs. 4
- Pliați clapeta estetică a pernei peste spătarul cu chingi 5
- Folosiți Velcro pentru a fixa capătul clapetei estetice pe șezutul scaunului rulant 6



Feedback-ul dumneavoastră este apreciat

Vă rugăm să utilizați codul QR pentru a lăsa comentarii despre Academy Anatomic Back sau manualul său.

VICAIR® the best in body support
Vicair BV
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
Nederland
T +31(0)75 642 9999
F +31(0)75 642 9990
info@vicair.com
www.vicair.com

CE

070025-REV12/2015